

**無料サンプル  
プレゼント中**

2014年11月1日

~2015年3月31日

お申込み分まで

分解促進剤をお試しになりませんか？

# ケルダール分析スピードアップキャンペーン

分解促進剤ケルタブ(KJELTABS)の無料サンプルプレゼントキャンペーンを実施しております。

ケルダール分析を行うお客様にとって、触媒の種類や量を正しく選択できる分解促進剤ケルタブは分析作業の効率化に役立ち、ルーチン分析はスピードアップします。分解促進剤ケルタブを使用することは、分析精度、安全性、環境への配慮にもつながります。長年ケルダール分析にかかわってきたアクタックだからこそおすすめしたい。ぜひこの機会に分解促進剤ケルタブをお試しください。



KJELTABS-C

対象商品 分解促進剤ケルタブ(KJELTABS)

品名	混合量
KJELTABS-C (1000錠入)	4.5g $K_2SO_4$ + 0.5g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$
KJELTABS-CQ (1000錠入)	1.5g $K_2SO_4$ + 0.15g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$
KJELTABS-CT (1000錠入)	5g $K_2SO_4$ + 0.15g $TiO_2$ + 0.15g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$
KJELTABS-ECO (1000錠入)	5g $K_2SO_4$

**更に！** キャンペーン期間中にサンプルのお申込みいただいたお客様には、商品を特別価格でご提供。

- \* 分解促進剤ケルタブを初めてご使用になるお客様限定とさせていただきます。
- \* サンプルお試した後、アンケートへのご協力をお願いします。
- \* 初回ご購入時のみの特別価格となります。

## 分析頻度が少ないので使い切れないというお客様へ

小分けパック(100錠入)での取り扱いもごさいます。

正規品(1000錠入)では多すぎるので購入しにくいというお客様へご案内しております。

試薬管理の社内規定があるので相談したいなど、気になることがございましたらお問い合わせください。

- \* キャンペーン対象外となりますので、特別価格でのご提供はございません。

# 分解促進剤ケルタブ(KJELTABS) 無料サンプルお申込み用紙

ご希望のサンプル・カタログにチェックを記入の上、FAXにてお申し込みください。

## ◆希望のサンプル

- KJELTABS-C
- KJELTABS-CQ
- KJELTABS-CT
- KJELTABS-ECO

## ◆カタログも無料進呈中 分解促進剤ケルタブのサンプルと一緒に送ります。

- 燃焼式窒素／タンパク分析装置 NDA702
- 窒素／タンパク蒸留装置 スーパーケルシリーズ総合
- 分解装置 DKL/DK シリーズ総合カタログ
- 迅速溶媒抽出装置 SER ソクステスト
- 繊維抽出装置 FIWE ファイバーテスト
- 食品のシェルフライフ試験装置 オキシテスト
- BOD 測定装置 BOD センサーシステム & BOD EVO センサーシステム
- 水分・土壌自動分析 連続流れ分析装置 フューチュラ
- 酸循環分解システム グラファイトブロック酸分解システム エコプレ

【会社名】	
【部署名】	
【お名前】	
【ご住所】〒	
【電話番号】	【FAX 番号】
【使用中の装置や分析についてお困りのことがあればご記入ください。】	

**お申込み FAX 番号 03-5698-7052**



ルーチン分析を快適に **株式会社アクタック**

URL [www.actac.co.jp](http://www.actac.co.jp)

E-mail [headoffice@actac.co.jp](mailto:headoffice@actac.co.jp)

本社 営業部

〒124-0005 東京都葛飾区宝町 2-10-8

TEL03-5698-7051 FAX03-5698-7052