

**無料サンプル
プレゼント中**

2015年10月1日

～2016年3月31日

お申込み分まで

分解促進剤をお試しになりませんか？

ケルダール分析スピードアップキャンペーン

分解促進剤ケルタブ®の無料サンプルプレゼントキャンペーンを実施しております。

ケルダール分析を行うお客様にとって、分解触媒の種類や量を正しく選択できる**分解促進剤ケルタブ®**は、分析の効率化に役立ち、ルーチン分析をスピードアップします。

分解促進剤ケルタブ®は、分析精度向上、分析前後作業の作業員への安全性、環境への配慮にもつながります。長年ケルダール分析にかかわってきたアクタックだからこそおすすめしたい。ぜひこの機会に**分解促進剤ケルタブ®**をお試しください。



KJELTABS-C

対象商品 分解促進剤ケルタブ® 注：ケルタブはアクタックの商標登録です

品名	混合比
ケルタブ®-C 1000錠入	4.5g K ₂ SO ₄ + 0.5g CuSO ₄ ·5H ₂ O
ケルタブ®-CQ 1000錠入	1.5g K ₂ SO ₄ + 0.15g CuSO ₄ ·5H ₂ O
ケルタブ®-CT 1000錠入	5gK ₂ SO ₄ +0.15g TiO ₂ +0.15g CuSO ₄ ·5H ₂ O
ケルタブ®-ECO 1000錠入	5g K ₂ SO ₄

分析頻度が少ないので使い切れないというお客様へ

小分けパック（100錠入、500錠入）での取り扱いもございます。

正規品（1000錠入）では多すぎるので購入しにくいというお客様へご案内しております。

試薬管理の社内規定があるので相談したいなど、気になることがございましたらお問い合わせください。

分解促進剤ケルタブ® 無料サンプルお申込み用紙

ご希望のサンプル・カタログにチェックを記入の上、F A Xにてお申し込みください。

◆希望のサンプル

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ケルタブ® - C | <input type="checkbox"/> ケルタブ® - CQ |
| <input type="checkbox"/> ケルタブ® - CT | <input type="checkbox"/> ケルタブ® - ECO |

◆弊社取扱製品カタログ請求

- 燃焼式窒素／タンパク分析装置 NDA701,702
- 窒素／タンパク蒸留装置 スーパーケルシリーズ
分解装置 DKL/DK シリーズ SMS/JP スクラバーシステム
- 迅速溶媒抽出装置 SER ソクステスト
- 繊維抽出装置 FIWE ファイバーテスト
- 食品の変質試験加速装置 オキシテスト
- BOD 測定装置 BOD センサーシステム&BOD EVO センサーシステム
- 水質・土壌自動分析 連続流れ分析装置 フューチュラ
- ICP 分析などの前処理装置 酸循環型分解装置“エコプレシステム”、マイクロウェーブ分解装置

【会社名】	
【部署名】	
【お名前】	
【ご住所】〒	
【電話番号】	【FAX 番号】
【使用中の装置や分析についてお困りのことがあればご記入ください。】	

お申込み FAX 番号 03-5698-7052

ルーチン分析を快適に 株式会社アクタック 本社営業部

URL <http://www.actac.co.jp> 〒124-0005 東京都葛飾区宝町 2-10-8

E-mail headoffice@actac.co.jp TEL03-5698-7051 FAX03-5698-7052