

**無料サンプル
プレゼント中**

～2018年3月31日

お申込み分まで

分解促進剤をお試しになりませんか？

ケルダール分析スピードアップキャンペーン

分解促進剤ケルタブ[®]の無料サンプルプレゼントキャンペーンを実施しております。

ケルダール分析を行うお客様にとって、分解触媒の種類や量を正しく選択できる分解促進剤ケルタブ[®]は、分析の効率化に役立ち、ルーチン分析をスピードアップします。

分解促進剤ケルタブ[®]は、分析精度向上、分析前後作業の作業者への安全性、環境への配慮にもつながります。長年ケルダール分析にかかわってきたアクタックだからこそおすすめします。ぜひこの機会に分解促進剤ケルタブ[®]をお試しください。

左：ケルタブ[®]-CQ 右：ケルタブ[®]-C

ケルタブ[®]各種、容器が変更になりました。
分解促進剤の品質、成分等に変更はございません。



対象商品 分解促進剤ケルタブ[®] 注：ケルタブはアクタックの商標登録です

品名	混合比
ケルタブ [®] -C 1000錠入	4.5g K ₂ SO ₄ + 0.5g CuSO ₄ ·5H ₂ O
ケルタブ [®] -CQ 1000錠入	1.5g K ₂ SO ₄ + 0.15g CuSO ₄ ·5H ₂ O
ケルタブ [®] -CT 1000錠入	5gK ₂ SO ₄ +0.15g TiO ₂ +0.15g CuSO ₄ ·5H ₂ O
ケルタブ [®] -ECO 1000錠入	5g K ₂ SO ₄

分析頻度が少ないので使い切れないというお客様へ

小分けパック（100錠入、500錠入）での取り扱いもごさいます。

正規品（1000錠入）では多すぎるので購入しにくいというお客様へご案内しております。

試薬管理の社内規定があるので相談したいなど、気になることがございましたらお問い合わせください。

分解促進剤ケルタブ® 無料サンプルお申込み用紙

ご希望のサンプル・カタログにチェックを記入の上、F A Xにてお申し込みください。

◆希望のサンプル

- ケルタブ®-C ケルタブ®-CQ
 ケルタブ®-CT ケルタブ®-ECO

◆弊社取扱製品カタログ請求

- 燃烧式窒素／タンパク分析装置 NDA701,702
 窒素／タンパク蒸留装置 スーパーケルシリーズ
 分解装置 DKL/DK シリーズ SMS/JP スクラバーシステム
 迅速溶媒抽出装置 SER ソクステスト
 繊維抽出装置 FIWE ファイバーテスト
 食品の変質試験加速装置 オキシテスト
 BOD 測定装置 BOD センサーシステム&BOD EVO センサーシステム
 水質・土壌自動分析 連続流れ分析装置 フューチュラ
 ICP 分析などの前処理装置 酸循環型分解装置“エコプレシステム”、マイクロウェーブ分解装置

【会社名】	
【部署名】	
【お名前】	
【ご住所】〒	
【電話番号】	【FAX 番号】
【使用中の装置や分析についてお困りのことがあればご記入ください。】	

お申込み FAX 番号 03-5698-7052



ルーチン分析を快適に

株式会社アクタック 理化学分析グループ

〒124-0005 東京都葛飾区宝町 2-10-8

TEL 03-5698-7051

FAX 03-5698-7052

URL www.actac.co.jp

E-mail headoffice@actac.co.jp