

セルフメンテナンスのすすめ ケルダール装置ご利用のお客様へ

◆マクロアダプター／サンプラー用アダプター

ケルダールチューブの口部分を密閉する、黒いゴムアダプターです。

蒸留中にアダプターとケルダールチューブの接合部から内部の液が漏れるようになると交換時期です。

◆スプラッシュヘッド

スプラッシュヘッドの汚れによりブランク値が不安定になることがあります。定期的にくエン酸洗浄を行ってください。

くエン酸洗浄の手順は装置取扱説明書にございます。ご不明な点がありましたらお問い合わせください。



スーパーケル 1500

* サービス担当者による定期点検も承っております。
点検見積のご依頼は弊社サービス部までお気軽にご連絡ください。→TEL 03-5698-7051

お問い合わせの際は装置名「スーパーケル〇〇」をお伝えいただければスムーズです。

新年度がスタートし、異動などで分析を担当することになったという方も多いかと存じます。引継ぎの時間がなかった、前の分析室と装置が違うなど、もし不安に感じていることがございましたらご相談ください。

アクタックは、安全にそして快適な分析業務を行えるよう、できる限りのお手伝いをしてまいります。



スーパーケル 139
(UDK139)

ルーティン分析を快適に **株式会社アクタック 営業部**

〒124-0005 東京都葛飾区宝町2-10-8

TEL03-5698-7051 FAX03-5698-7052

E-mail: headoffice@actac.co.jp

<http://www.actac.co.jp>

燃焼式窒素/タンパク分析装置NDA701セミナー開催のご案内

イタリア・VELP 社より技術担当者を招き、装置をご紹介します。

東海エリア・関西エリアにて燃焼式窒素/タンパク分析装置 NDA701 セミナーを開催します。セミナーの内容、会場へのアクセスなど詳細はホームページにてご案内しております。皆様の「見たい。知りたい。」にお応えできるセミナーです。どうぞご期待ください。

会場		日時
京都会場	京都府立けいはんなホール	2013年6月12日(水) 13:00~16:30
名古屋会場	ウインクあいち	2013年6月14日(金) 13:00~16:00

* サンプルをお持ちいただいた場合、後日測定・結果のご報告となります。

* 入場無料のセミナーですので、お気軽に足をお運びください。

サンプルテストを試してみませんか？

興味はあるがセミナー会場が遠く参加は難しいというお客様、一度サンプルテストをお試しになりませんか。

NDA701 は発売時より様々なサンプルを扱ってまいりました。サンプル量やコスト、ケルダール法との比較など、気になることがございましたらぜひお問い合わせください。

<サンプルテスト実施例>

- ◆醤油
- ◆めんつゆ
- ◆だしの素
- ◆粉乳
- ◆チーズ
- ◆魚肉ソーセージ
- ◆プラセンタ
- ◆小麦
- ◆ふすま
- ◆大豆
- ◆タピオカデンプン
- ◆クッキー
- ◆ゼリー
- ◆スープ
- ◆ミートソース
- ◆フィッシュミール
- ◆オキアミ
- ◆魚油
- ◆魚粉
- ◆大豆かす
- ◆なたねかす
- ◆ビートパルプ
- ◆ドッグフード、キャットフード
- ◆コーングルテンミール 他

また、2013年春 神奈川県大和市にてトレーニングセンター&デモンストレーションルームを開設しました。こちらでの NDA701 のデモンストレーションも承っております。