

セルフメンテナンスのすすめ ケルダール装置ご利用のお客様へ

◆マクロアダプター／サンプラー用アダプター

ケルダールチューブの口部分を密閉する、黒いゴムアダプターです。

蒸留中にアダプターとケルダールチューブの接合部から内部の液が漏れるようになると交換時期です。

◆スプラッシュヘッド

スプラッシュヘッドの汚れによりブランク値が不安定になることがあります。定期的にクエン酸洗浄を行ってください。

クエン酸洗浄の手順は装置取扱説明書にございます。ご不明な点がありましたらお問い合わせください。



スーパーケル 1500

定期点検をおすすめします。 装置を永くご使用いただくために、サービス担当者による点検も実施しております。点検見積のご依頼は弊社サービス部で承ります。

地震対策は万全でしょうか。 安全のために装置をL字金具で固定することをおすすめしております。対策についてのご相談もどうぞ気軽にご連絡ください。

装置のメンテナンスについてのお問い合わせ→

サービス部 TEL03-5698-7051 FAX03-5698-7052



スーパーケル 139
(UDK139)

神奈川県にガーデンオフィスを開設しました。



ガーデンオフィスにて、**ケルダール自動蒸留装置メンテナンスセミナー**を実施しています。

「この部分の洗浄・メンテナンス方法を知りたい」というご要望や、「こういったやり方をしているが問題ないだろうか」といったご質問など、実機を扱いながら一緒に確認しています。

ぜひセミナーもご活用ください。

賞味期限試験等の研究開発に最適

食品などの変質加速試験装置 オキシテスト

サンプルに含まれる油分の酸化を観察

～調味料・菓子など食品メーカー様よりお問い合わせをいただいています。

- ✓ 食品劣化の試験
- ✓ 食品製造時の原料の混合割合の検討
- ✓ 製品のより良い包装材料の検討
- ✓ 製品の保存方法の検討
- ✓ 製品の貯蔵状態の検討
- ✓ 包装容器の検討
- ✓ 食用油の劣化試験



オキシテストは、食品の賞味期限や味にかかわる酸化反応を短時間・簡単に測定でき、研究開発に最適な装置です。

サンプルは 固体・液体 のどちらでも測定が可能です。
サンプルテストやガーデンオフィスでのデモンストレーションも承っております。
装置の性能をぜひお確かめください。

* 装置の仕様や詳細については気軽にお問い合わせください。

ルーティン分析を快適に **株式会社アクトック 営業部**

〒124-0005 東京都葛飾区宝町2-10-8

TEL03-5698-7051 FAX03-5698-7052

E-mail: headoffice@actac.co.jp

<http://www.actac.co.jp>

アクトックブログ 始めました。>>>

アクトック ブログ

検索